


# AssisDent **Backup Plus**

AssisDentin oman varmuuskopiointijärjestelmän lisäksi asiakas voi halutessaan noutaa tietokantakopion AssisDent-pilvipalvelusta Backup Plus -palvelun avulla.

- Backup Plus toteutetaan SFTP-palveluna, jolloin varmuuskopio toimitetaan tietoturvallisesti asiakaskohtaiselle ohjelmistopohjaiselle SFTP-palvelimelle kerran vuorokaudessa, josta asiakas voi noutaa varmuuskopion itselleen sopivana hetkenä.
- Tietokantaformaatti on MS SQL Serverin Full Database Backup, eli kokonainen tietokannan varmuuskopio.
- Yöaikainen varmuuskopiointi aloitetaan ennen klo 03:00. Varmuuskopio toimitus best-effort -pohjaisesti.



## Hinnoittelu

- Palvelumaksu 450 € /kk (alv 0%)
- Perustamismaksu: 3 x palvelumaksu kuukaudessa
- Tekniset selvityspyynnöt, tietokanta-workshopit, koulutukset ja muu konsultointi veloitetaan yleishinnaston mukaisesti

*AssisDent Backup Plus -palvelun käyttöehdot löydät AssisDent-lisäpalvelukuvaukset -dokumentista.*

**ENTERI**

**Entteri Professional Software Oy**

Hermiäntäti 3, Tampere

Puh. 040 755 0343

[www.assident.fi](http://www.assident.fi)